




# PLANTARI





*Tecnologia*  
*Innovazione*  
*Versatilità*



# ESCOMBINE®



Escombine base la tradizione che ha da sempre fornito le innovazioni più avanzate.  
Termoformabile a 90 gradi



### EsCombine® BASIC

Plantare fisiologico sottile in Carboelast termoformabile - dal n. 35 al n. 48

2009/00004xx EsCombine Basic  
2009/00024xx EsCombine Basic con rinforzo  
2009/00044xx EsCombine Basic extra-large  
2009/00045xx EsCombine Basic extra-large con rinforzo



### EsCombine® MODULE

Plantare fisiologico sottile in Carboelast termoformabile con scarichi in materiale antishock morbido e rivestimento in Aramica® dal n. 35 al n. 48

2009/00005xx EsCombine Module  
2009/00015xx EsCombine Module incollato



### EsCombine® HALLUTEC

Plantare fisiologico sottile in Carboelast termoformabile, per alluce valgo. Previene e contrasta lo sviluppo di questa patologia, inseribile in una normale calzatura - dal n. 35 al n. 48

2009/00034xx EsCombine Hallutec



### **EsCombine® SM - KIDS**

Plantare avvolgente sottile in Carboelast termoformabile, rivestimento in Nora Lunalisoft SL Trendline - dal n. 19/20 al n. 33/34 e dal n. 35 al n.48

2009/03400xx EsCombine SM-Kids



### **EsCombine® KIDS-PRO**

Plantare Propriocettivo avvolgente in Carboelast termoformabile, rivestimento in EVA Water Blue dal n. 19/20 al n. 33/34 e dal n. 35 al n.48

2009/00410xx EsCombine Kids-Pro



## EsConclusion®

Sistema innovativo con una speciale ergonomia per trattare l'infiammazione della fascia plantare scaricandola adeguatamente e alleviando il dolore. Termoformabile a 130° per i rinforzi in carbonio e 90° per il sostegno in Carboelast.



**EsConclusion FSP I Carbon alluce rigido - Donna**  
2009/00167xx dal n. 35 al n. 48



**EsConclusion FSP II Carbon alluce rigido - Uomo**  
2009/00168xx dal n. 35 al n. 48





**EsConclusion FSP III Carbon - Donna**  
2009/00169xx dal n. 35 al n. 48



**EsConclusion FSP IV Carbon Uomo**  
2009/00170xx dal n. 35 al n. 48





**EsConclusion FSP I Escombine - Donna**  
2009/00165xx dal n. 35 al n. 48



**EsConclusion FSP I EsCombine - Uomo**  
2009/00166xx dal n. 35 al n. 48



**EsConclusion FSP I Soft**  
2009/00171xx dal n. 35 al n. 48



## EsCombine MORE

EsCombine More, prodotto moderno e di eccellenza che grazie alle resine colorate che identificano le diverse rigidità, offre la possibilità di rispondere alle indicazioni con la giusta personalizzazione. Grazie allo scarico a pipa prolungato nella zona del calcagno che alleggerisce il legamento fascite e lo scarico metatarsale, l'Escombine More Soft offre un ampio comfort. Termoformabile a 100° circa.



### Escombine More Strong 1

Plantare con rinforzo in resina blu, durezza 1, scarichi metatarsale e calcaneare in Tecnogel® dal n. 35 al n. 48

2009/00081xx Escombine More Strong 1



### Escombine More Strong 2

Plantare con rinforzo in resina verde, durezza 2, scarichi metatarsale e calcaneare in Tecnogel® dal n. 35 al n. 48

2009/00080xx Escombine More Strong 2



### Escombine More Core

Plantare  $\frac{3}{4}$  realizzato in resine blu, rossa e verde dal n. 35 al n. 48

2009/00087xx Escombine More Core



### Escombine More Soft

Plantare sottile con rinforzo in resina blu e scarichi in Eva dal n. 35 al n. 48

2009/00090xx Escombine More Soft



### Escombine More Soft

Plantare sottile con rinforzo in resina blu e scarichi in Eva con rivestimento e imbottitura dal n. 35 al n. 48

2009/00091xx Escombine More Soft



### Escombine More Kids Strong 1

Plantare avvolgente con resina blu e rivestimento dal n. 19/20 al n. 44

2009/00085xx Escombine More Kids Strong 1

SporTec®



www.sportec-italia.it

## IL PLANTARE PER VINCERE!



**SporTec®** - Protegge il piede dagli shock e migliora la prestazione.  
È il nuovo plantare studiato per varie specialità sportive.

**Modellato sui tuoi piedi dal Tecnico Ortopedico.**

Imbottitura dell'avampiede e pe-  
lotta: supporta l'incavo del piede e  
attutisce nella fase di rotolamento  
grazie ad un'imbottitura speciale.



Imbottitura  
del tallone: il  
carico sul tal-  
lone è attutito  
fino al 35%.

Base del V metatarso: qui il piede è sensibile  
alle pressioni e viene protetto da una speciale  
imbottitura.

# SPORTEC®





### **EsCombine Sportec® Polisportivo**

2009/10001xx

### **EsCombine Sportec® Plus Polisportivo**

2009/20001xx



### **EsCombine Sportec® Aerobica**

2009/10002xx

### **EsCombine Sportec® Plus Aerobica**

2009/20002xx



### **EsCombine Sportec® Pallamano/Basket**

2009/10003xx

### **EsCombine Sportec® Plus Pallamano/Basket**

2009/20003xx



**EsCombine Sportec® Tennis/Squash**  
2009/10004xx

**EsCombine Sportec® Plus Tennis/Squash**  
2009/20004xx



**EsCombine Sportec® Calcio/Rugby**  
2009/10005xx

**EsCombine Sportec® Plus Calcio/Rugby**  
2009/20005xx



**EsCombine Sportec® Sci/Pattinaggio**  
2009/10006xx

**EsCombine Sportec® Plus Sci/Pattinaggio**  
2009/20006xx





**EsCombine Sportec® Corsa**  
2009/10007xx

**EsCombine Sportec® Plus Corsa**  
2009/20007xx



**EsCombine Sportec® Walking/Nordic Walking**

2009/10008xx

**EsCombine Sportec® Plus Walking/Nordic Walking**

2009/20008xx



**EsCombine Sportec® Golf**


2009/10009xx

**EsCombine Sportec® Plus Golf**

2009/20009xx

# *LA PROFESSIONALITÀ*

HA UN NUOVO  
**NOME**



# ARIA

## EVA Cad-Cam

La linea dei plantari Aria offre una vasta gamma di prodotti in Eva dalle molteplici soluzioni con scarichi dall'imbottitura ammortizzante di nuova generazione che garantiscono il miglior assorbimento degli shock



**Aria base II - EVA** Plantare in Eva 35 shore A dal n. 35 al n. 47

2019/96000xx Aria base II



**Aria base II barra retrocapitata**  
Plantare in Eva 35 shore A dal n. 35 al n. 47

2019/97000xx Aria base II con barra retrocapitata



**Aria scarico**  
Plantare in Eva 35 shore A con scarichi metatarsali e calcaneari morbidi in Eva 25 shore A dal n. 35 al n. 47

2019/98000xx Aria scarico

**Aria scarico barra**  
Plantare in Eva 35 shore A con barra retrocapitata con scarichi metatarsali e calcaneari morbidi in Eva 25 shore A dal n. 35 al n. 47

2019/99000xx Aria scarico barra



### **Aria fascite multidensità**

Plantare in Eva 40/20/60 shore A  
dal n. 35 al n. 47

2019/23000xx Aria fascite multidensità

### **Aria fascite multidensità con barra**

Plantare in Eva con barra 40/20/60 shore A  
dal n. 35 al n. 47

2019/24000xx Aria fascite multidensità con  
barra



### **Aria fascite**

Plantare in Eva 25/35 shore A  
dal n. 35 al n. 47

2019/21000xx Aria fascite

### **Aria fascite con barra**

Plantare in Eva con barra 25/35 shore A  
dal n. 35 al n. 47

2019/22000xx Aria fascite con barra



### **Aria support**

Plantare in Eva 55 shore A  
dal n. 24 al n. 39

2019/70000xx Aria support

### **Aria support Soft**

Plantare in Eva 45 shore A  
dal n. 24 al n. 45

2019/71000xx Aria support Soft

## EVA e schiuma poliuretanic



### **Aria plus**

Plantare con base in poliuretano e rivestimento in EVA dal n. 35 al n. 48

2019/60000xx Aria plus



### **Aria plus barra**

Plantare con barra retrocapitata, base in poliuretano e rivestimento in Eva dal n. 35 al n. 48

2019/50000xx Aria plus barra

## Poliuretano morbido



### **Aria soft barra**


Plantare in poliuretano morbido 15 shore A beige dal n. 35 al n. 45

2019/91000xx Aria soft barra

### **Aria super soft barra**

Plantare in poliuretano morbido 10 shore A azzurro dal n. 35 al n. 45


2019/92000xx Aria super soft barra



Elevazione della volta  
longitudinale media tramite  
il sostegno sotto il tallone

Controspinta laterale

Pelotta anatomica  
prolungata di nuova  
concezione per  
un miglior appoggio  
del metatarso



Sette combinazioni di  
rivestimenti in diversi  
spessori e densità

Riduzione dei tempi di lavoro  
grazie alla pre-fresatura della base

Struttura sottostante in EVA flessibile.  
Adattabile individualmente tramite la  
molatura o l'aggiunta di altri materiali

# MICROSTAR



**Microstar Lunairmed - base 30 shore A,  
rivestimento in Lunairmed**  
dal n.35 al n.48

2025/00020xx Microstar Lunairmed forma F

2025/10020xx Microstar Lunairmed forma F - Fresato


.



**Microstar EVA Blu - base 40 shore A,  
Rivestimento in EVA blu mm 4**  
dal n.35 al n. 48

2025/00001xx Microstar EVA Blu Forma F

2025/10001xx Microstar EVA Blu Forma F - Fresato



# PROTEO®



**Proteo - Plantare in PU lavorabile**

dal n. 34/35 al n. 46/47

2000/000xxxx - Proteo base



**Proteo in Lunasoft in SL Trendine - Plantare in PU lavorabile**

dal n.35 al n. 47

2000/40000xx Plantare rivestito in trendline nero/rosso 2 mm

2000/50000xx Plantare rivestito in trendline nero/rosso 2 mm sotto Trendline nero/rosso 2 mm

**Riduce**

l'affaticamento  
alle gambe e  
alla schiena

**Aumenta**

la stabilità del  
calcagno

**Diminuisce**

la pressione  
sull'avampiede

**Migliora**

la postura e  
l'equilibrio



# BUSINESS ORTHOLINE

Plantare studiato per le scarpe eleganti, in particolare le scarpe da donna



### **BusinessOrtholine**

Plantare sottile per scarpa con il tacco con scarico metatarsale, pelotta e base antiscivolo per un quotidiano comfort dal n.36 al n. 42

2027/70000xx BusinessOrtholine rivestito in microfibra rossa



### **BusinessOrtholine**

Plantare sottile per scarpa con il tacco con scarico metatarsale, pelotta e base antiscivolo per un quotidiano comfort dal n.36 al n. 42


2027/70001xx BusinessOrtholine rivestito in microfibra nera



### **BusinessOrtholine**

Plantare sottile per scarpa con il tacco con scarico metatarsale, pelotta e base antiscivolo per un quotidiano comfort dal n.36 al n. 42

2027/70002xx BusinessOrtholine rivestito in pelle bianca



# RIGIDUS



Plantari sottili con rinforzo modellabile e sostegno anatomico dell'arcata longitudinale.



#### **RIGIDUS Base $\frac{3}{4}$**

Rinforzo sottile con rivestimento inferiore  $\frac{3}{4}$   
dal n. 35 al n. 48

2026/40000xx Rigidus



#### **RIGIDUS Base lunga**

Rinforzo sottile con rivestimento inferiore lungo  
dal n. 35 al n. 48

2026/20000xx Rigidus



#### **RIGIDUS completo**

Rinforzo sottile con rivestimento inferiore  $\frac{3}{4}$  e  
rivestimento superiore  
dal n. 35 al n. 48

2026/50000xx Rigidus



#### **RIGIDUS Slim**

Plantare avvolgente con rivestimento verde  
dal n. 23/24 al n. 41/42

2019/72000xx Rigidus



# LA NUOVA TECNOLOGIA IN PU-FLEX

## 2045/90002XX PU-FLEX HARD KIDS

Plantare semilavorato per bambini  
per correzione posturale - 50  
Shore A

**Misure:** dal n. 23/24 al n. 35/36

### ALCUNE AREE DI APPLICAZIONE:

- postura generale non corretta
- paralisi flaccida
- lieve paralisi spastica
- piede flaccido dal punto di vista muscolare

### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Oltre alla conca sono stati aggiunti un supporto dell'arco trasversale e una stecca di supporto propriocettivo. Il prolungamento della guida per il pollice e una barra pronazione laterale creano uno stimolo supplementare per i ricettori favorendo la creazione di un modello di movimento fisiologico corretto. Adattamenti personalizzati a cura del tecnico ortopedico.

**Misure:** dal n. 23/24 al n. 35/36



## 2045/90001XX PU-FLEX SOFT KIDS

Plantare semilavorato per bambini  
per correzione posturale - 25 Shore A

**Misure:** dal n. 23/24 al n. 35/36





#### Alcune AREE DI APPLICAZIONE:

- piede addotto bambino
- disallineamento rotazionale asse gamba
- correzione complementare scarpe anti-varo

#### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Inserto leggero, flessibile con correzione attiva realizzata in PU. La correzione viene eseguita usando il Sistema di correzione classico a 3 punti. La coppa del tallone serve a portare il piede sull'asse longitudinale. Un tampone in PU espanso sotto il "giunto Lisfranc" serve da controbilanciamento laterale ("ipomoclione"). Un cuscinetto morbido è integrato nel plantare sul lato mediale dell'articolazione dell'alluce. Questo cuscinetto si estende in avanti sullo spazio articolare e porta il piede in una posizione corretta. Adattamento personalizzato a cura del tecnico ortopedico.

**Misure:** dal n. 21/22 al n. 33/34

#### 2045/90013XX PU-FLEX HARD KIDS

Plantare semilavorato bambino per piede addotto  
50 Shore A  
dal n. 25/26 al n. 43/44



Legamento  
Lisfranc

Supporto  
Alluce



Ipomoclione

Cuscinetto morbido  
guida alluce

#### 2045/90003XX PU-FLEX DUO KIDS

Plantare semilavorato bambino per piede addotto 25 e 50  
Shore A

## 2045/90007XX PU-FLEX DUO

Plantare semilavorato per bambini con piede cavo 50-25 shoreA

- piede torto bambino
- piede piatto bambino
- lieve paralisi spastica
- sovraccarico dipendente dal peso



Per ottenere la massima elevazione del tallone, la rientranza del tallone è progettata come una pinza. Per garantire la guida più stretta possibile del tallone, uno strato morbido ed elastico in PU (25 shoreA) viene schiumato sulla base rigida e dimensionalmente stabile in PU (50 shoreA). La forma del supporto dell'arco longitudinale si adatta in una certa misura alla posizione del tallone, garantendo così sempre una vestibilità ottimale. I punti di pressione vengono eliminati grazie alla struttura morbida verso il piede. In tutte e tre le fasi del processo di rollata, vengono inviate al sistema nervoso centrale informazioni su un modello di postura fisiologico corretto, che viene quindi allenato come schema di movimento.

**Misure:** dal n. 25/26 al n. 43/44 - numeri doppi

**Adattamenti personalizzati  
a cura del Tecnico Ortopedico.**

L'immagine rappresenta una visione anatomica del piede con un'illustrazione dei tre punti chiave di rotazione: l'area fortarsale (metatarsale), la regione mediale del mesopiede (arco plantare), e l'area posteriore del retropiede (calcagno). Le frecce evidenziano i movimenti rotatori che avvengono attorno a questi punti, mostrando la biomeccanica naturale del piede. Questo concetto è alla base del design del plantare PU-FLEX, che si adatta al movimento dinamico del piede per supportare il suo funzionamento naturale.



**2045/90005XX PU-FLEX SOFT**

PLANTARE SEMILAVORATO

Inserto a conca morbido uomo/donna – 25 Shore A

## AREE DI APPLICAZIONE:

- per scarpe sportive e scarpe confort
- problemi specifici sportivi
- cuscinetto generico morbido e funzione tamponamento
- morbido, punti pressione e prevenzione bolle
- scarico delle teste metatarsali
- scarico della fascite plantare

## CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Inserto altamente flessibile e con correzione attiva realizzato in PU. Considerando le tre fasi di rotolamento quando si costruisce il plantare l'attività muscolare e dei legamenti viene supportata ottimamente in ogni fase. La posizione del piede viene controllata in base al principio dinamico progressivo. Inserto semplice con espanso, in una versione morbida (25 Shore A).

Adattamenti personalizzati a cura del Tecnico Ortopedico.

**Misure:** dal n. 37 al n. 47



Ecco l'immagine che rappresenta il principio dinamico progressivo applicato al piede, con una sequenza di movimenti e linee fluide che evidenziano il flusso di energia attraverso le fasi del passo.

## 2045/90004XX PU-FLEX DUO

Plantare semilavorato avvolgente uomo/donna  
20 e 50 Shore A



### AREE DI APPLICAZIONE:


- problematiche ricorrenti per sport specifici
- strato supporto per maggiore rigidità alla soletta senza punti di pressione
- per piede discendente articolato
- posizione errata asse gamba
- tamponamento, cuscinetto morbido
- conche, basi e funzione supporto
- sovraccarico a seconda del peso



### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Inserto altamente flessibile e con correzione attiva realizzato in PU. Considerando le tre fasi di rotolamento quando si costruisce il plantare, l'attività muscolare e dei legamenti viene supportata ottimamente in ogni fase. La posizione del piede viene controllata in base al principio dinamico progressivo. L'espanso a due strati (50 e 20) Shore garantisce le varie dinamiche di guida dell'inserto. Adattamenti personalizzati a cura del tecnico ortopedico.

**Misure:** dal n. 37 al n. 47



## 2045/90006XX PU-FLEX rivestimento in EVA

Plantare semilavorato con un cuneo di rinforzo integrato ed un rivestimento in EVA di 1,5 mm come supporto morbido che favorisce l'eventuale incollaggio di altri materiali.

Un ulteriore supporto viene incassato all'altezza dell'alluce  
Adattamenti personalizzati a cura del Tecnico Ortopedico.


Il semi-lavorato è fornibile nelle misure 36-47

Supporto alluce



# Qualità artigianale

nella realizzazione del plantare su calco



Rivestimento in EVA con  
finitura liscia o traforata

Rinforzo  
interno

Base variabile monodensità,  
bidensità, tridensità

# KIT TERMO FORMABILI



### **Kit Orthocontact Vulcan BI D**

Base bidensità 15 mm con rinforzo e rivestimento in multiform forato 5 mm dal n. 35 al n. 48

2482/01501xx Kit Orthocontact Vulcan BI D



### **Kit Orthocontact Vulcan BI I SPORT**

Base bidensità 12 mm rinforzo e rivestimento Lunasoft SL giallo/line 3 mm dal n. 35 al n. 48

2482/01521xx Kit Orthocontact Vulcan BI I SPORT




### **Kit Orthocontact Vulcan Tri K**

Base tridensità 21 mm rivestimento in multiform forato 5 mm dal n. 35 al n. 48


4715/00321xx Kit Orthocontact Vulcan Tri K

**Dai forma ai tuoi materiali  
preferiti, scegli il modello e noi te  
li tagliamo**

MODELLO 1  
dal n. 34 al n.44



MODELLO 2  
dal n. 25 al n. 45



MODELLO 3  
dal n. 34 al n.44




MODELLO 4  
dal n. 25 al n. 45




**FORME  
E TAGLI**


MODELLO 05-01  
dal n. 19 al n. 53




MODELLO 05-02  
dal n. 35 al n. 53




MODELLO 06-01  
dal n. 35 al 48




MODELLO 06-02  
dal n. 35 al n. 48



MODELLO 06-03  
dal n. 35 al n. 48




MODELLO 06-04  
dal n. 35 al n. 48




MODELLO 07  
dal n. 34 al n. 46




MODELLO 08  
dal n. 35 al n. 48




MODELLO 09  
misura unica




MODELLO 10  
misura unica




MODELLO 12




MODELLO 13  
dal n. 35 al n. 48



MODELLO 15-1



MODELLO 15-2



MODELLO 15-3

